

### Mikä tämä on ja mihin sitä käytetään

Tämä on suljetulle silmäluomelle annosteltava emulsiosuihke, joka kosteuttaa kuivia ja ärtyneitä silmiä ja silmäluomia sekä hoitaa kuivaa silmänympärysihoa. Mikroemulsion sisältämä tyrnin siemenöljy levittyy hitaasti kyynelnesteen pinnalle vahvistaen silmien kuivumiselta suojaavaa lipidikerrosta. Lisäksi sen luonnolliset antioksidanttihdisteet suojaavat silmän pintaa ja ihoa soluvaurioilta ja nopeuttavat niiden paranemista. Hyaluronaani tukee kyynelnesteen vedensitomiskykyä ja voitelee silmän pintaa. Se myös suojaa soluvaurioilta ja kosteuttaa silmänympärysihoa. Erikoisannostelijaa voi käyttää missä asennossa tahansa. Suihke on Suomessa kehitetty ja valmistettu lääkinnällinen tuote, joka ei sisällä alkoholia, säilöntäaineita eikä eläinperäisiä aineita.

### Käyttöohjeet

Poista suojakorkki. Testaa annostelijan toimintaa ennen suihkeen ensimmäistä annostelua suihkauttamalla muutama kerta esim. käsivarteen tai ilmaan. Suuttimessa on pykälä: paina suutin pohjaan asti suihkeen annostelemiseksi. Vie pullo 15–20 cm:n (6–8 tuuman) päähän silmistä. Sulje silmät ja annostele 1-2 suihkausta silmäluomille. Laita suojakorkki takaisin annostelijan suuttimen päälle. Voit käyttää suihketta oireiden mukaan useita kertoja päivässä sekä piilolinssien käytön aikana. Jos käytät muita silmänympärystuotteita, anna niiden kuivahtaa vähintään 10 minuuttia ennen suihkeen käyttöä tai käytä muita tuotteita vähintään 10 minuuttia suihkeen annostelun jälkeen. Jos käytät silmämeikkiä, annostele suihke hiukan kauempaa meikin leviämisen estämiseksi (meikkituotteen ominaisuuden mukaan). Käytä pullo kuuden (6) kuukauden kuluessa avaamisesta ja viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

### Varoituksia

- Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin sen aineosalle.
- Älä käytä tuotetta, jos pullo on vioittunut.
- Älä kosketa avatun pullon kärjellä silmää tai ihoa kontaminaatioiden välttämiseksi.
- Älä kosketa pullon kärkeä sormilla.
- Suihke voi aiheuttaa tilapäistä epämukavuuden tunnetta, mikäli sitä annostellaan suoraan avoimeen silmään.
- Pidä vähintään 10 minuutin väli suihkeen ja muun silmälääkkeen annostelun kanssa.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Säilytä 5–25 °C lämpötilassa. Suojaa pullo suoralta auringonvalolta ja lämmöltä. Älä käytä tuotetta, joka on jäähtynyt tai jota on säilytetty pitkään kuumassa.
- Hävitä tyhjä pullo asianmukaisesti. Tarkoituksellisen ylitäytön vuoksi pulloon jää pieni määrä nestettä.

### Koostumus

Tyrnin siemenöljy, hyaluronaani ja glyseroli steriilissä hypotonisessa trometamoli/sitraatti puskuriemulsiossa.

Viimeisin päivitys: 10/2019



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto. [www.piilokset.fi](http://www.piilokset.fi)

