

## **Mikä tämä on ja mihin se on tarkoitettu?**

Suomalainen Piilokset BioTwin® on kaikkien piilolinssien puhdistukseen, desinfiointiin, säilytykseen, huuhteluun ja kostutukseen tarkoitettu hoitoneste. Kehitetty erityisesti silikonihydrogeelilinssien puhdistukseen. Hoitonesteen sisältämä innovatiivinen kaksitehoinen Twin-EdaXyl® voitelee linssijä sekä päivittäin käytettynä puhdistaa linssihin kertyneet epäpuhtaudet. Bioteknisesti valmistettu hyaluroonaani kostuttaa piilolinssijä ja silmiä käytön aikana. Piilokset BioTwin® on kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.

## **Käyttöohje**

Piilolinssit on puhdistettava, huuhdeltava ja desinfioitava päivittäin. Tämä estää mikrobien ja epäpuhtauksien tarttumisen linssihin.

1. Pese, huuhtelee ja kuivaa kätesi huolellisesti.
2. Poista ensin linssi oikeasta silmästä ja aseta se kämmenelle. Kaada linssille BioTwin hoitonestettä ja hiero linssiä varovasti sormella molemmilta puolilta 10–15 sekunnin ajan.
3. Huuhtelee linssi huolellisesti runsaalla, tuoreella BioTwin hoitonesteellä. Aseta linssi säilytyskoteloon. Toista samat toimenpiteet vasemmalle linssille.
4. Täytä kotelo merkkiviivaan asti tuoreella BioTwin hoitonesteellä. Säilytä ja desinfioi linssit tuoreessa BioTwin hoitonesteessä vähintään neljä tuntia tai yön yli. Huuhtelee piilolinssit tuoreella BioTwin hoitonesteellä aina ennen käyttöönottoa. Ottaessasi linssit käyttöön tyhjennä kotelo, huuhtelee se tuoreella hoitonesteellä ja anna kuivua. Älä koskaan käytä nesteannosta kahdesti.

## **Tärkeää**

Piilolinssien turvallinen käyttö edellyttää käyntiä optikolla tai silmälääkärillä. Noudata tarkoin näitä käyttöohjeita sekä optikon tai silmälääkärin antamia erityisohjeita piilolinssien turvalliseen käyttöön ja hoitoon.

- Mikäli silmissä ilmenee ärsytystä tai jatkuvia silmäoireita, keskeytä piilolinssien käyttö ja ota yhteys optikkoon tai silmälääkärin.
- Poista korkin turvarengas pullon ensimmäisen avaamisen yhteydessä. Älä käytä hoitonestettä, mikäli pullo tai turvarengas on vaurioitunut.
- Älä kosketa pullon suuosaa, näin nesteeseen ei pääse epäpuhtauksia.
- Käytä pullosta ottamaasi nesteannosta vain kerran.
- Sulje pullo huolellisesti heti käytön jälkeen ja säilytä huoneenlämmössä (15–30 °C).
- Älä yhdistä BioTwin hoitonestettä mihinkään toiseen nesteeseen. Ei ole suositeltavaa vaihtaa hoitonestemerkkiä kesken piilolinssien vaihtovälin.
- Älä käytä vesijohtovettä piilolinssien tai linssikotelon käsittelyssä.
- Mikäli piilolinssien käyttöväli on yli kaksi viikkoa, desinfioi linssit tuoreella BioTwin hoitonesteellä ennen käyttöönottoa (katso kohta 4).
- Huolehdi piilolinssikotelon puhtaudesta ja vaihda se säännöllisesti uuteen. Huuhtelee linssikotelo tuoreella hoitonesteellä ja anna sen kuivua avoimena ylösalaisin käännettynä.
- Suojaa pullo jäätymiseltä ja auringonvalolta. Ei lasten ulottuville.

## **Kontraindikaatiot**

Nesteellä ei ole spesifisiä kontraindikaatioita. Älä käytä mikäli olet allerginen jollekin nesteen ainesosalle. Älä käytä BioTwin säilytyskoteloa, jos olet yliherkkä hopealle.

### Säilyvyys

Säilyy avattuna 4 kuukautta. Mikäli tuotetta on vielä jäljellä 4 kuukautta avaamisen jälkeen, se on heitettävä pois. Käytettävä viimeiseen käyttöpäivään mennessä (katso leima pullossa). Suojaa pullo jäätymiseltä ja auringonvalolta.

### Koostumus

Dinatriumedetaatti, Twin-EdaXyl®, hyaluronaani, polyhexanidi 0,0001 % steriilissä, isotonisessa puskuroidussa liuoksessa.

Tekstin viimeisin päivitys: 10/2017



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto, [www.piiloset.fi](http://www.piiloset.fi)

