

Mikä tämä on ja mihin se on tarkoitettu?

Suomalainen Piiliset® OneStep on säilöntäaineeton peroksidimenetelmä kaikkien piilolinssien tehokkaaseen puhdistukseen ja desinfiointiin. OneStep-linssikotelon neutralointilevy neutraloi peroksidin kuudessa (6) tunnissa.

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI.

Käyttöohjet

1. Pese, huuhtelee ja kuivaa kätesi huolellisesti.
2. OneStep-nestettä käytetään aina sen oman, neutralointilevyn sisältävän OneStep-kotelon kanssa Älä koskaan käytä muita linssikoteloita (kuva 1).
3. Ota linssipidike linssikotelosta. Varmista että neutralointilevy on kiinni linssipidikkeessä (kuva 1). Poista oikea piilolinssi silmästä ja laita se linssikoriin ”R”. Poista vasen linssi ja laita se linssikoriin ”L” (kuva 2). Sulje korit varovasti etteivät linssit jää väliin.
4. Huuhtelee kumpaakin linssiä OneStep-nesteellä pesualtaan yläpuolella 5 sekuntia (kuva 3).
5. Täytä linssikotelo huuhtelun jälkeen OneStep-nesteellä täyttöviivaan asti. Laita linssipidike koteloon ja sulje (kuva 4). Älä ravista tai kallista koteloa (kuva 5).
6. Säilytä linssikotelo pystyasennossa ja säilytä linssijä nesteessä vähintään kuusi (6) tuntia tai yön yli (kuva 6). Liotuksen jälkeen linssit ovat käyttövalmiit.
7. Poista linssit pidikkeestä. Huuhtelee linssijä tarvittaessa Piiliset SAL suolaliuksella ennen silmiin laittamista.
8. Kaada pois käytetty neste. Poistaaksesi epäpuhtaudet linssikotelosta huuhtelee linssipidike ja linssikotelo tuoreella OneStep-liuksella ja anna kuivua auki ylösalaisin. Jätä linssipidike kotelon ulkopuolelle.
9. Jos et käytä linssijä heti desinfioinnin ja neutraloinnin jälkeen, voit säilyttää niitä avaamattomassa kotelossa neutraloidussa OneStep-nesteessä korkeintaan kolmen (3) päivän ajan. Kolmen päivän jälkeen linssit tulee desinfioida ja neutraloida uudelleen ennen käyttöä tuoreella OneStep-nesteellä.

Mikäli piilolinssioptikkosi suosittelee, voit käyttää lisäpuhdistustuotteita proteiinien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi linssistä: Enzymatic Cleaner (proteiinit) ja Piiliset CL Daily Cleaner (muut epäpuhtaudet). Käytettyäsi Enzymatic Cleaner tabletteja huuhtelee linssit Piiliset SAL suolaliuksella ennen silmiin laittamista. Puhdistettuasi linssit Piiliset CL Daily Cleanerilla huuhtelee linssit ensin huolellisesti Piiliset SAL suolaliuksella ja sen jälkeen desinfioi OneStep liuksella. Linssien ja silmien lisäkostutukseen voit käyttää Piiliset BioDrop MD® kostutustippoja.

Tärkeää

- OneStep-nestettä käytetään aina sen oman, neutralointilevyn sisältävän OneStep-kotelon kanssa. Älä koskaan käytä muita linssikoteloita (kuva 1).
- OneStep desinfioi erittäin tehokkaasti. Jos neutraloimatonta nestettä joutuu silmiin, se aiheuttaa kirvelyä. Jos laitat vahingossa neutraloimattoman linssin silmään, poista linssi välittömästi ja huuhtelee silmää runsaalla steriilillä suolaliuksella tai juomavedellä.
- Älä koskaan laita neutraloimatonta OneStep-nestettä suoraan silmään. OneStep-neste neutraloituu silmälle sopivaksi OneStep-linssikotelossa kuudessa (6) tunnissa.
- Piilolinssien turvallinen käyttö edellyttää käyntiä optikolla tai silmälääkärillä. Noudata tarkoin näitä käyttöohjeita sekä optikon tai silmälääkärin antamia erityisohjeita piilolinssien turvalliseen käyttöön ja hoitoon.
- Vältä OneStep-nesteen joutumista tekstiileille.
- Säilytä linssikotelo desinfiointin ja neutraloinnin aikana suljettuna pystyasennossa.
- Huolehdi piilolinssikotelon puhtaudesta. Huuhtelee linssikotelo tuoreella OneStep-nesteellä ja anna kuivua auki ylösalaisin. Jokaisessa pakkauksessa saat uuden OneStep-linssikotelon.
- Älä siirrä OneStep-nestettä toiseen astiaan.
- Älä käytä hoitonestettä, mikäli turvarengas tai pullo on vaurioitunut.

- Käytettävä kahden (2) kuukauden kuluessa avaamisesta viimeiseen käyttöpäivään mennessä (katso leima pullossa).
- Älä käytä OneStep-nesteannosta uudelleen äläkä yhdistä sitä toiseen hoitonesteeseen. Ei ole suositeltavaa vaihtaa hoitonestemerkkiä kesken piilolinssien vaihtovälin.
- Älä kosketa pullon suuosaa, näin nesteeseen ei pääse epäpuhtauksia.
- Sulje pullo huolellisesti heti käytön jälkeen ja säilytä huoneenlämmössä (15–30 °C).
- Älä huuhtele piilolinssijä tai linssikoteloä vesijohtovedellä.
- Suojaa pullo jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Ei lasten ulottuville.

Kontraindikaatiot

Nesteellä ei ole spesifisiä kontraindikaatioita. Älä käytä mikäli olet allerginen jollekin nesteen aineosalle. Mikäli silmissä ilmenee ärsytystä tai jatkuvia silmäoireita, keskeytä piilolinssien käyttö ja ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.

Koostumus

3 % vetyperoksidi (H₂O₂), EDTA ja PVP fosfaattipuskuroidussa liuoksessa.

Teksti päivitetty: 10/2017



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto. www.piilokset.fi

